

# 第62回日本胆道学会学術集会

## 島津製作所 企業展示のご案内

2026.10.16 (金) / 17 (土) at ライトキューブ宇都宮

より見える。より低被ばく。  
透視は、ここまで進化した。



SONIALVISION G4  edition - SR -

SONIALVISIONは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。  
製造販売認証番号

224AB8ZX00052000

据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 [X線テレビシステム SONIALVISION G4]

据置型デジタル式汎用X線診断装置※

X線平面検出器読取式デジタルラジオグラフィ※



二重エネルギー骨X線吸収測定装置※

特定保守管理医療機器

※本医療機器は複数の一般的な名称に該当します。

# 低線量で、鮮明に。—— SCORE PRO Advance


SCORE PRO Advanceにより、被ばく線量は従来機種SONIALVISION Safire17より約67%低減。  
低線量でも鮮明に見えるような画像処理技術を搭載。




ラジフォーカス0.032が使用された臨床例

# デバイスを、より見やすく。—— DeEP

胆膵内視鏡手技においては、結石の取り残しやステントの迷入といったリスクが存在する。  
画像処理技術DeEPは、結石の透亮像やデバイスの視認性を向上させる技術であり、胆膵内視鏡手技を支援する。



結石が視認できた例



スコープ内ステントが視認できた例

# 天板固定で、見たい領域へ。— Smart FOV

手技中の視野移動に伴う天板移動により、デバイスの逸脱リスクが高まる。  
Smart FOVは、天板を固定した状態で見たい部分を拡大表示することが可能。

