

Digital Angiography System

# **DAR-9400f/9500f**

**IHE Integration Statement**

### REVISION HISTORY

REVISION	DATE	COMMENTS
Original	2007/11	Document is created.
A	2014/4	Apply to DAR-9500 Apply to Radiation Exposure Monitoring

## Contents

---

<b>1. Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Connectathon .....</b>	<b>1</b>
<b>3. IHE Integration Statement.....</b>	<b>2</b>

This page is intentionally left blank.

## **1. Introduction**

This manual describes the DAR-9400f/9500f conformity to IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).

IHE shows the ideal healthcare environment in the hospital.

To achieve the implementation along with IHE, Shimadzu have a willing to provide an ideal operation environment for our customers.

## **2. Connectathon**

There is the test event called "Connectathon", is held in order to verify systems compliant with the IHE. Shimadzu had attended the North America Connectathon in 2014, and passed the prescribed test.

Note) DAR-9400f/9500f is not tested in IHE-J.

Please refer to the following site, to see the Connectathon test results.

<http://connectathon-results.ihe.net/>

Please refer to the following site, to see the IHE information of Shimadzu.

<http://www.shimadzu.com/products/medical/index.html>

<b>IHE Integration Statement</b>			
<b>Vendor</b>	<b>Product Name</b>	<b>Version</b>	<b>Date</b>
Shimadzu Corp	DAR-9400f, 9500f	Ver4.2, Ver5.2	2/27/14

This product implements all transactions required in the IHE Technical Framework to support the IHE Integration Profiles, Actors and Options listed below :

<b>Integration Profile</b>	<b>Actor</b>	<b>Integration Profile Option</b>
Patient Information Reconciliation	Acquisition Modality	None
Radiation Exposure Monitoring	Acquisition Modality	None
Scheduled Workflow	Image Display	None
Scheduled Workflow	Acquisition Modality	None

Internet address for vendors IHE information : <http://www.med.shimadzu.co.jp/>

Links to Standards Conformance Statements for the Implementation

<b>HL7</b>	
<b>DICOM</b>	<a href="http://www.shimadzu.com/products/medical/5iqj1d00000kvii.html">http://www.shimadzu.com/products/medical/5iqj1d00000kvii.html</a>

Link to general information on IHE : [www.ihe.net](http://www.ihe.net)

# 文書承認履歴

文書の承認履歴を以下に記述します。

文書番号: S517-E067A

文書名称: Specification for IHE Integration Statement

区分	ID	氏名	日時
作成	002115	筒井 和彦	2014/04/14 09:14:43
検討1	008397	酒井 滝人	2014/04/15 11:47:50
承認1	000606	梅田 充	2014/04/16 12:57:30

制定・改訂理由

制定・改訂理由：  
コネクタソン2014の結果を反映

制定・改訂理由詳細：